SZÉKLET MINTAVEVŐ CALICIVÍRUS VIZSGÁLATHOZ

A **Calicivírus antigén kimutatáshoz** használt székletmintavevő egy barna kupakos, 10 ml-es székletmintavételi tartályból áll, amelynek kupakjához egy mintavételre alkalmas kanál csatlakozik.

MINTAVÉTEL MÓDJA



1. A széklet felfogásához használjon tiszta, száraz papír mintagyűjtő alátétet.

   FONTOS! Ügyeljen arra, hogy a székletminta ne érintkezzen a vécécsészében lévő vízzel, szagtalanítóval vagy fertőtlenítőszerrel, mert ez befolyásolhatja a vizsgálat eredményét.

2. Csavarja le a mintagyűjtő tartály barna kupakját, amelyhez a mintavételi kanál csatlakozik.

3. A kupakhoz rögzített kanál segítségével vegyen körülbelül **2 kanálnyi székletmintát**, lehetőség szerint a széklet nyákos, gennyes vagy véres részéből. **Folyékony székletminta esetén** a mintavételi tartályt az alján található **jelölőcsíkig töltse.** Ügyeljen arra, hogy a tartály külső fala és a kupak ne szennyeződjön.

4. Csavarja vissza szorosan a kupakot a tartályra.

5. A megfelelően lezárt mintát a lehető leghamarabb juttassa el a laboratóriumba.

TÁROLÁS

A mintát a mintavételt követően **hűtve (2–8 °C-on) kell tárolni** a laboratóriumba juttatásig.

A mintákat mintavételtől számítva minél hamarabb, lehetőleg 24 órán belül, de legfeljebb 72 órán belül a laboratóriumba kell juttatni, ez időn túl beérkezett minták vizsgálatra alkalmatlanok!