

PERIANÁLIS TÖRLÉS MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ

PERIANÁLIS TÖRLÉS DIREKT MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA CÉRNAGILISZTA (*ENTEROBIUS VERMICULARIS*) KIMUTATÁSÁHOZ

A vizsgálat diagnosztikai jelentősége:

A cérnagiliszta (*Enterobius vermicularis*) által okozott fertőzés jellemző tünete az éjszaka jelentkező végbéltáji viszketés, melyet a végbélredőkre lerakott peték irritációja okoz. A perianális törlés a cérnagiliszta petéinek kimutatását szolgáló leghatékonyabb mintavételi módszer.

Mintavételi előkészületek:

Mintavétel ideje: A mintát közvetlenül a reggeli ébredést követően, még mosakodás és székletürítés előtt kell levenni.

Mintavételi eszköz: átlátszó tárgylemez, átlátszó celluxcsík (ideálisan 1-1,5 cm széles)

Mintavétel menete:

1. A mintavétel elvégzéséhez szüksége lesz egy feltétlenül átlátszó celluxcsíkra, illetve egy átlátszó tárgylemezre. Használjon ollót a celluxcsík vágásához!
FONTOS! Az átlátszó celluxcsík méretének megválasztásánál ügyelni kell arra, hogy az véletlenül se lógjon le a tárgylemezről, az ideális hossz 5-6 cm.
2. A celluxcsíkot ragasztós felével a széthúzott farpofák közé, a végbélredőkre kell nyomni.
3. Távolítsa el a celluxcsíkot, ezután kifeszítve, ragasztós felével lefelé hosszanti irányban, gyűrődésmentesen kell a tárgylemezre ragasztani.
4. A mintákon a beteg nevét és a mintavétel dátumát feltétlenül tüntesse fel a pontos beazonosíthatóság érdekében.
5. Ha több minta (3 nap) gyűjtése van előírva, ismételje meg az eljárást a következő két napon is. Megjegyzés: A megbízható diagnózis felállításához 3 darab, egymást követő napon levett minta szükséges.
6. A mintát / mintákat minél előbb, legkésőbb néhány napon belül a laboratóriumba kell juttatni. A tárolás szobahőmérsékleten történjen. A szállításhoz a mintát lehetőség szerint műanyag tárgylemez tartóba kell tenni, annak hiányában célszerű papírlapba (pl. papírtörítő) csomagolni. Egyéb mintaszállítási követelmény nincs.