

Beküldő neve:		Beküldő címe:		Orvosi körpecsét	
Név:		9 jegű kód:			
Születési név:		Orvos neve:		Tel:	
TAJ/ID:		Térítés módja:		Pecsét száma:	
Születési dátum:		Befizetés azonosító:		Szerződéses	
Lakcím (helység):		Számlázási név:		Beutaló kelte:	
Lakcím (utca,hsz.):		Számlázási cím:		Mintav. dátuma:	
Íránydiag./BNO:		Leletküldési e-mail:		*A befizetést igazoló csekket, átutalási bizonylatot a kérelaphoz kell csatolni!	
				A vizsgálat eredményét csak az igazolás birtokában tudjuk kiadni.	

NYOMELEM VIZSGÁLATOK	preanalitikai információ
Nyomelem csomag (Cink, Szelén, Réz, Jód)	SK
Cink	3 SK
Szelén	3 SK
Réz	3 SK
Jód	3 SK
Higany	4 L
Kadmium	5 L
Króm	5 L
Nikkel	5 L
Ólom	5 L
Kobalt	5 L

GYŰJTÖTT VIZELETBŐL VÉGZETT VIZSGÁLATOK			
	Nikkel (vizelet)	10 ML	V
	Króm (vizelet)	10 ML	V
	Kobalt (vizelet)	10 ML	V
	Higany (vizelet)	30-40 ML	V
	Arzén (vizelet)	10 ML	V
	Réz (vizelet)	10 ML	V

GYŰJTÖTT VIZELET MENNYISÉGE	
	ML /24 ÓRA

4	Preanalitika Higany vizsgálathoz: A minta 2-8 °C-fokon stabil 1 hétig fagyasztni TILOS! Mintaszállítás minden páros hét szerdáján történik a leinfeldeni laborba, ezért a minta vétele és bejuttatása a csepeli központba az azt megelőző 1-2 napban történjen! Teljes vérmintát kell beküldeni!
5	Teljes vér szükséges a vizsgálathoz, mely 2-8 °C-on 1 hétig stabil.

VITAMIN VIZSGÁLATOK		minimum mintamennyiség és preanalitikai információ		
	Koenzim Q10	min. 1,5 mL savó	1	N
	A-vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	C-vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	D3-vitamin (1,25(OH) ₂)	min. 1,5 mL savó	2	N
	E-vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	K ₁ -vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	B ₁ -vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	B ₂ -vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	B ₃ -vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	B ₅ -vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	B ₆ -vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	Aktív B ₁₂ -vitamin (holo-transzkobalamin)	0,5 mL savó		N
	H-vitamin	min. 1,5 mL savó	1	N
	Folsav	0,5 mL savó		N
	B12 vitamin	0,5 mL savó		N
	D-vitamin (25OH)	0,5 mL savó		N
Komplex vitamin csomag (Q10, A, C, D(25-OH), E, K1, B1, B2, B3, B5, B6, Aktív B12, H, Folsav)				

MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ
1 A mintát fénytől védeni kell! A natív csövet 20-30 perces állás után azonnal centrifugálni kell, majd a szérumot rögtön sötétbarna szekunder csőbe kell pipettázni és azonnal fagyasztni szükséges! 2 A natív csövet 20-30 perces állás után azonnal centrifugálni kell, majd a szérumot szekunder csőbe kell pipettázni és azonnal fagyasztni szükséges! 3 Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges szekunder csőbe. A szekunder csöveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges! Szeparálás után a felülúszót 4 °C-on kell tárolni, de fagyasztni is lehet.

V: adalékmentes, gyűjtött vizelet (24 órás gyűjtés)

SK: sötétkék kupakos, adalékmentes cső

N: natív, sárga kupakos, gélszeparátoros cső

L: vérképes, lila kupakos, EDTA tartalmú cső

VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mintavételi útmutató:

Komplex vitamincsomag megrendelése esetén követendő:

- **2 natív csőbe** kell mintát venni (8,5 mL-es sárga kupakos)
- A natív csövek 20-30 perces állás után **azonnal centrifugálандók**
- A savót **2 db 5 mL-es sötétbarna szekunder csőbe** kell pipettázni:
 - 1. szekunder cső:** min. 1,5 mL savó fagyasztva (K1, A, E, Q10)
 - 2. szekunder cső:** min. 1,5 mL savó fagyasztva (C, B1, B2, B3, B5, B6, H)
- A maradék savó a **primer csőben** küldhető a többi vitamin (Aktív B12, Folsav, D) mérésére, ezeknél nem szükséges a szérum szeparálása, amennyiben a minta a mintavétel napján beérkezik a laboratóriumba

A csövek egyértelmű feliratozására ügyelni kell!