

**NEMZETKÖZI SYNLAB HÁLÓZAT VIZSGÁLATKÉRŐ LAP
PRIVÁT VIZSGÁLATOKHOZ**



NEMZETKÖZI SYNLAB HÁLÓZAT VIZSGÁLATKÉRŐ LAP
PRIVÁT VIZSGÁLATOKHOZ

Beküldő neve: _____

Beküldő címe: _____

9 jegyű kód:

Orvosi
körpecsét

Név:											Orvos neve:		Tel:		Pecsét száma:	 				
Születési név:											Térítés módja:	 	<i>Helyben fizető</i>	 	<i>Csekkel előre*</i>	 	<i>Átutalás előre*</i>	 	<i>Szerződéses</i>	
TAJ/ID:	 											Befizetés azonosító:								
Születési dátum:			Nem:	 	ffi	 	nő					Számlázási név:						Beutaló kelte:		
Lakcím (helység):			Tel:								Számlázási cím:						Mintav. dátuma:			
Lakcím (utca, hsz.):											Leletküldési e-mail:								* A befizetést igazoló csekket, átutalási bizonylatot a kérvényhez kell csatolni! A vizsgálat eredményét csak az igazolás birtokában tudjuk kiadni.	
Iránydiag./BNO:																				

A KÉRŐLAPON TALÁLHATÓ VIZSGÁLATOKRA KÜLÖN MINTAVÉTELI CSŐ LEVÉTELE SZÜKSÉGES!!!

Amennyiben nem találja egyik kérőlapunkon sem az igényelni kívánt vizsgálatot, kérjük írjon az ugyfelszolgalat@synlab.com e-mail címre!

KLINIKAI KÉMIA			KÓD	ENDOKRINOLÓGIA	KÓD	GYÓGYSZERSZINT
				Erythropoetin	EPO	Lamotrigin
CK izoenzimiek (makro-CK)		MCK CKISO		Adrenalin	2 ADRE	Levetiracetam
Amyloid A		SAA		Noradrenalin	2 NORA	Methylphenidate (Ritalin)
Angiotenzin konvertáló enzim		ACE		Dopamin	2 DOPA	
Amiláz izoenzimiek		AMISO		Metanephrin	♦ 2 METAN	EGYEB EGYEZTETETT
				Normetanephrin	♦ 2 NMETA	
				Parathormon related peptid	1 PTHRP	
Cink (ejakulátum)	8		T			
Triptáz		TRYPTA	N			
Interleukin 2	1	IL2	N	Melatonin	2 MELA	
Interleukin 2 receptor (solubilis)	1	IL2LR	N	CT-pro-vasopressin (ADH)	2 3 PAVP	
Szabad kappa könnyűlánc		FKLKS	N	IGF2	1 IGF2	
Szabad lambda könnyűlánc		FLLKS	N	IGFBP-3	1 IGFBP	
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 PLAC teszt		LPPLA2	N	Dihydro-testosteron	DHT	
Lipoprotein profil	6 9	LIPGEL	N	11-desoxycortisol	DCORT	
Apolipoprotein A1		APOLA1	N	11-desoxycorticosteron	DOC	
Apolipoprotein A2		APOLA2	N	Gasztrin	1 SGASTR	
Apolipoprotein B		APOLB	N	Szerotonin	1 SEROP	GYÚJTOTT VIZELET MENNY.
Apolipoprotein E		APOLE	N			
Very Long Chained Fatty Acid (VLCFA)		VLCFA	N	Thyroxine-Binding Globulin	TBG	L/24h
Sejtsírsav profil	5 9		L	Hisztamin	1 HISTA	MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ
Egyedi ALLERGÉN (külön kérőlapon!)	♦		N	HORMON VIZSGÁLATOK VIZELETBŐL		1 Azonnal centrifugálni, a felülúszót fagyasztni kell! Natív minta 20 perc után fuoalando.
(Phadia Immunocap módszer)					META24	2 Aznap fagyasztható! Vérminta esetén felülúszó fagyasztható!
Quantiferon	6 9	TBQUAN	Q		NMETA24	
Válasszon a legördülő listából, vagy írja be a Quantiferon vizsgálat célját!					CA24	
IMMUNOLÓGIA			KÓD	Szteroid hormon profil (gyűjtött vizelet)		STERPU
TNF-alfa	1		N	Hisztamin (random vizelet)	10 HISTUK	V 3 8h-s éhezés/szomjazás után (endokrinológiai javaslat alapján)
CH50	1	CH50	N	Jód vizsgálat (gyűjtött vizelet)	IUT	V 4 24h-s gyűjtött vizelet. A gyűjtés 10 ml 25%-os sósavra történjen!
				TUMORMARKEREK		KÓD
Desmoglein-1 antitest		DES1	N	SCC	2 SCC	N 5 A mintát fénytől védeni kell! (alufóliába tekerendő)
Desmoglein-3 antitest		DES3	N	Vasoaktiv intestinal peptid (VIP)	1 VIP	L
GAD		GAD	N	CA-50	CA50	N
Tirozin-foszfataz (IA2)		IA2	N	HER-2 új onkogén	HER2	N 6 A vizsgálat megrendeléséhez időpont egyeztetés szükséges az ügyfélszolgálatl!
Inzulín elleni antitest		IAA	N	Neopterin	5 NEOP	N
Terápiás humán inzulin elleni antitest		INSA	N	Timidin kináz	2 TK	N 7 4 órán belül a laborba kell juttatni, fúgálni, fagyasztni!
Foszfatiđil-inozitol elleni at.			N	ColonAiQ	5 11 ColonAiQ	S 8 A mintát azonnal fagyasztni kell!
Cink-transzporter 8 elleni antitest		ZNT8	N	Prosztata Pro Panel (PHI)		N 9 4C-on tárolható, fagyasztni tilos!
Ganglioizid elleni antitest profil, alap		GANGKL	N	SZÉKLETVIZSGÁLATOK		KÓD
Ganglioizid elleni antitest profil, teljes		GANGGR	N	Széket α-1 antitripszin	2 AATST	SK 10 10 ml random vizelet azonnal fagyasztna
Anti-MUSK antitest		RTYRA	N	Széket β defenzin	2 BDEFST	SK
Anti-Titin		TITIN	N	Széket albumin	2 ALBST	SK
				Széket eosinophyl protein X	2 EPXST	SK
				Széket emészettesség	2 VERDA	SK
Harántcsíkolt izom elleni at.			N	Széket flóra status	Lelet: magyarul 6 9 SBY	SK N (sárga, natív)
MAG-IgM			N	Széket hisztamin	2 HISST	SK V (vizeletes cső)
				Széket laktoferriñ	2 LACST	SK SK (spec.kanalas tartály!)
				Széket pancreas specifikus elasztáz	2 BELA1S	SK K (kék dugós, citratos cső)
SPEC. ALVADÁS			KÓD	Széket PMN elasztáz	2 PMNEST	SK L (lila, EDTA-s)
von Willebrand aktivitás	7	VWFAKT	K	Széket szekretoros IgA	2 IGAST	SK LX (trasylol-EDTA-s cső)
PAI (Plazminogen aktivator inhibitor)	7	PAI	K	Széket epesav	2 GALST	SK Q (Quantiferon szett)
						S (CWBio, homokszinű)

Preanalitikai információ:

♦ 2-3 nappal vérérvétel előtt, illetve vizeletgyűjtés előtt már kerülje az alábbiakat! Étél: kakaó, kávé, tea, csokoládé, dió, citrusfélék, vanília
Gyógyszerek (előzetes orvosi egyeztetést követően!): alfa-metildopa, L-Dopa, catecholamin tartalmú gyógyszerek (orcsepp, hörgőtágító, köhögéscsillapító), vérnyomásra szedett gyógyszerek: ACE gátló, kalcium antagonisták, alfa2 mimetikumok, teofillin, fenotiazinok, triciklikus antidepresszánsok, alfa1 és béta antagonisták, alfa1 mimetikumok, nitroglicerín, nitroprusszid nátrium.

❖ Az egyedi allergén típusát külön kell jelölni az **EGYEDI ALLERGÉN KÉRŐLAPON!**