KISZERVEZETT SZÉKLETVIZSGÁLATOK

SZÉKLETMINTA VÉTELE

A kiszervezett székletvizsgálatokhoz használt mintavevő egy **piros kupakos, 30 ml-es székletmintavételi tartály**, amelynek kupakjához mintavételre alkalmas kanál csatlakozik.



MINTAVÉTEL MÓDJA

1. A széklet felfogásához használjon tiszta, száraz papír mintagyűjtő alátétet.

   FONTOS! Ügyeljen arra, hogy a székletminta ne érintkezzen a vécécsészében lévő vízzel, szagtalanítóval vagy fertőtlenítőszerrel, mert ez befolyásolhatja a vizsgálat eredményét.

2. Csavarja le a mintagyűjtő tartály piros kupakját, amelyhez a mintavételi kanál csatlakozik.
3. A kupakhoz rögzített kanállal vegyen mintát a székletből, majd helyezze a mintát a tartályba.
4. A tartályt a feléig töltse meg székletmintával. **Ne töltse túl a tartályt.**
5. Csavarja vissza szorosan a kupakot a tartályra. Ügyeljen arra, hogy a tartály külső fala és a kupak ne szennyeződjön.

TÁROLÁS

A mintát a mintavételt követően a kért vizsgálatnak megfelelő hőmérsékleten **hűtve (2–8 °C-on)** vagy **fagyasztva (−20 °C-on) kell tárolni** és a laboratóriumba beküldeni. A szállítás során ügyelni kell arra, hogy a minta a vizsgálathoz előírt hőmérsékleten maradjon.